

MINI REFRIGERADOR PARA PCR

Brand




En PP. Para proteger muestras del calentamiento. El mini refrigerador de PCR mantiene las muestras a 4 °C durante aproximadamente 3 horas. El gel aislante cambia de violeta a rosa a 7 °C. Adecuado para tubos individuales de 0,2 ml, 8 tiras y 12 tiras, así como placas de PCR de 96 pocillos.

desde 1967
AVÁNTIKA



www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 