



PUNTAS DE MICROPIPETA CON FILTRO

Brand



desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 



Puntas con filtro para micropipetas

Las puntas de BRAND ofrecen una calidad confiable para análisis precisos y exigentes. Las materias primas están libres de DiHEMA y Oleamid. Las puntas BRAND se fabrican bajo condiciones monitoreadas de sala limpia y se empaquetan automáticamente. No se utilizan agentes de separación ni ayudas de desmoldeo. Todas las puntas en rack y puntas de filtro de hasta 1000 µl están libres de ADN (<40 fg), RNasa (<8.6 fg), endotoxinas (<1 pg) y ATP (<1 fg).

Tanto las puntas de pipeta como las puntas de filtro BRAND se pueden esterilizar en autoclave a 121 ° C (2 bar) según DIN EN 285 y CE-marked según la Directiva IVD 98/79 CE

Las puntas estériles se fabrican con la calidad certificada BIO-CERT®. Se esterilizan con radiación beta de acuerdo con ISO 11 137 y las Directrices AAMI.

Las puntas de filtro sin cierre automático de BRAND tienen un filtro de PE que no contiene aditivos químicos. La permeabilidad se controla mediante la combinación distintiva del tamaño de poro y la longitud del filtro, de modo que ningún aerosol pueda alcanzar el eje de la pipeta.

Referencia	Descripción	Unidad de empaque
732726-B	Puntas con filtro para micropipeta 1-20 µl en PP BIO-CERT®	TipBox Esterilizada 10 cajas x 96 puntas
732730-B	Puntas con filtro para micropipeta 5-100 µl en PP BIO-CERT®	TipBox Esterilizada 10 cajas x 96 puntas
732732-B	Puntas con filtro para micropipeta 5-200 µl en PP BIO-CERT®	TipBox Esterilizada 10 cajas x 96 puntas
732734-B	Puntas con filtro para micropipeta 50-1000 µl en PP BIO-CERT®	TipBox Esterilizada 10 cajas x 96 puntas



BRAND ofrece puntas de pipeta para volúmenes de 0.1 µl a 10 ml y puntas de filtro para volúmenes de 0.1 µl a 1000 µl. Se prueban con micropipetas BRAND y también con pipetas de otros fabricantes. Consulte la Guía de selección para obtener más información.

Pipette tips Filter tips Volume range	Transferpette® single channel Nominal volume														Transferpette® multichannel Nominal volume											
	1 µl	2.5 µl	5 µl	10 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	200 µl	250 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	
0.1 - 20 µl	✓	✓ ₂₎	✓ ₂₎																✓	✓						
0.5 - 20 µl		✓		✓		✓													✓	✓						
1 - 50 µl		✓ ₂₎		✓		✓													✓	✓						
2 - 200 µl ¹⁾			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓
5 - 300 µl			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl ¹⁾													✓	✓	✓	✓										
0.5 - 5 ml													✓	✓												
1 - 10 ml																										✓
0.1 - 1 µl	✓	✓ ₂₎		✓ ₂₎																		✓				
0.5 - 10 µl		✓		✓																		✓	✓			
1 - 20 µl				✓		✓																✓	✓			
2 - 20 µl			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓
5 - 100 µl			✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓
5 - 200 µl											✓												✓	✓	✓	✓
50 - 1000 µl														✓	✓											

✓ Volumen de la punta menor que el volumen nominal de la micropipeta.

1) Las puntas sueltas cuentan con código de color, amarillas o azules; las puntas en rack son sin color y las puntas vienen en una bandeja amarilla o azul.

2) Posiblemente requieran calibración o ajuste.

