

# TIRA DE TUBOS PARA PCR

Brand



Tira de 8 tubos de 0.2 ml. Con tapas planas separadas de la tira de tubos. Se pueden abrir y cerrar fácilmente, sin herramientas. Los tubos disponen de una correa de sujeción en un extremo, y las tiras de tapas cuentan con un pequeño saliente lateral, que permite una apertura cuidadosa y libre de contaminación.

- ✓ Reducción en pérdidas por evaporación gracias al cierre hermético de las tiras.
- ✓ Rápida transferencia de calor gracias a las delgadas paredes de los tubos.

