

TUBOS DE 0.2 ml PARA PCR

Axygen®



Tubo de 0.2 ml para PCR con tapa plana.

Tubos de pared delgada con tapas planas, diseñados para adaptarse a bloques estándar de 96 pocillos. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite una transferencia térmica precisa e incluso la tapa de inserción asegura un ajuste perfecto para evitar la evaporación.

- Libres de RNase- / DNase
- No pirogénico
- No estéril
- Fabricado con polipropileno virgen puro al 99.9%
- Transparente
- Paquete x 1000 tubos



www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

WhatsApp 3015491549

