

TUBOS INDIVIDUALES DE 0.2 ML PARA PCR

Brand




Los tubos individuales de PCR de BRAND son la solución eficiente para volúmenes de muestra pequeños y medianos. Los tubos de paredes extra delgadas aseguran una transferencia de calor óptima durante la PCR, para tiempos de ciclo más cortos en un amplio rango de temperaturas.

Para evitar pérdidas de muestra por calentamiento, las tapas sellan de manera confiable los recipientes con su ajuste perfecto. Esto garantiza calidad y resultados repetibles incluso con pequeños volúmenes de muestra. Al mismo tiempo, las tapas se pueden abrir y cerrar con facilidad.

Los tubos de PCR individuales BRAND se producen en condiciones de sala limpia controlada, por lo que están libres de DNasa, ADN, RNasa y endotoxinas para obtener resultados confiables y libres de contaminantes.



www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 