

# VORTEX ZX4

Velp



desde 1967  
**AVÁNTIKA**

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

3015491549



---

# Vortex con velocidad regulable y exclusivo sensor infrarrojo, a sensor o en continuo.

## ZX4

El mezclador Vortex ZX4 es una solución moderna y avanzada, con velocidad variable y dos modos de funcionamiento, a sensor o en continuo. Gracias al revolucionario sensor IR, un sistema de infrarrojos (IR) detecta la presencia del tubo y la herramienta se activa automáticamente!  
No press, No stress!

La estructura de polímero proporciona una excelente resistencia química y mejor manejo.

ZX4 ofrece un diseño ergonómico y altamente innovador para una estabilidad notable, y se va a utilizar en muchas superficies.

Gracias a la amplia gama de accesorios, el ZX4 es ideal para muchas aplicaciones, incluyendo la mezcla de muchos tipos de tubos y contenedores.

Increíblemente versátil, durable y único, ZX4 es garantizado por 3 años y ofrece un rendimiento considerable para una excelente mezcla.



CARACTERISTICAS GENERALES	
Estructura:	zamak y tecnopolímero
Sistema de apoyo:	4 pies anti-deslizamiento
Diámetro orbital:	4.5 mm
Velocidad:	hasta 3000 rpm
Modalidad de funcionamiento:	sensor infrarrojo, continuo
Potencia:	15 W
Voltaje:	115 V o 230 V / 50-60 Hz
Peso:	2.7 Kg
Dimensiones (LxHxP):	150x130x165 mm
Regulación electrónica de velocidad:	hasta 3000 rpm
Modo de funcionamiento:	sensor IR, en continuo

Referencia	Imagen	Descripción
A00000012		Plataforma para n°19 microviales 1.5ml-tipo Eppendorf
A00000015		Plataforma para microtiter (127x85mm rack no incluido)
A00000016		Plataforma universal Ø 50mm

