

HISOPO ESTÉRIL CON MEDIO DE TRANSPORTE

PURITAN



desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3015491549 



Hisopo estéril en poliéster con medio de transporte x 3 ml

UT-361 Puritan

Diseñado e ingeniado para la pureza y el máximo rendimiento de la muestra, PurFlock Ultra® es el hisopo ideal combinado con UniTranz-RT™ para PCR, DFA, ensayos moleculares, pruebas de antígeno directas y cualquier prueba de diagnóstico sensible que se base en una disponibilidad de muestra pura y/o limitada.

El proceso de flocado patentado de Puritan da como resultado una geometría de microfibras de poliéster única, con fibra de hisopo PurFlock Ultra® compuesta por cientos de hilos individuales entrelazados. La fibra del hisopo está integrada con el mango para evitar la contaminación cruzada y mantener la pureza de la muestra.

- ✓ Destinado a la recolección y preservación de Virus - Clamidia - Micoplasma y Ureaplasma.
- ✓ Contiene agentes antimicrobianos para minimizar la contaminación bacteriana y fúngica.
- ✓ Contiene cuentas de vidrio para liberar y dispersar la muestra en el medio durante la agitación vorticial.
- ✓ Se utiliza en pruebas de detección de antígenos virales, PCR y pruebas rápidas.
- ✓ El medio es estable a temperatura ambiente.
- ✓ El diseño avanzado del kit es facilita su uso y es confiable.
- ✓ La tapa es a prueba de fugas y facilita la remoción y eliminación del hisopo.
- ✓ Contiene un hisopo de poliéster estándar marcado a los 100 mm.
- ✓ Componentes de plástico de grado médico de primera calidad para mejorar la vida útil del producto.

