

# HISOPO ESTÉRIL EN POLIESTER

PURITAN



desde 1967  
**AVÁNTIKA**

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3015491549 



---

# Hisopo estéril con punta en poliéster

## 25-1000 1PD Puritan

Aplicador sintético con punta de fibra de poliéster de grado médico. No es absorbente y no contiene ácidos grasos ni azúcares latentes, lo que lo hace ideal para el transporte de muestras, análisis de laboratorio y kits de diagnóstico. Está unido de forma segura a un mango de plástico cónico mediante un adhesivo de base acuosa.

### Dimensiones

Longitud total de 6 "(152,4 mm)

### Punta

- 0.078 "de diámetro. (1.981 mm)
- 0.687 "longitud (17.45 mm)

### Mango

- 0.085 "de diámetro. (2.159 mm) cónico a 0.078 "(1.981 mm)
- 5.91 "longitud (150.114 mm)

### Calidad

- Calidad de grado médico
- Punta no absorbente
- Poliéster sintético no contiene ácidos grasos ni azúcares latentes.
- Punta pequeña para comodidad del paciente.
- El mango moldeado es semiflexible
- Hecho en EE.UU

### Aplicaciones

- Recolección de muestras de diagnóstico.
- Recuperación de microorganismos y fluidos.
- Recolección de células para pruebas de ADN.
- Para uso en una amplia gama de pruebas de diagnóstico y usos de laboratorio.

