

# MASCARILLA QUIRÚRGICA DESECHABLE

---

Rymco



**invimö**  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

desde 1967  
**AVÁNTIKA**

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3015491549 



# Mascarilla facial quirúrgica desechable de sujeción, no estéril, de un solo uso

*Rymco*

**Capa Externa:** Fabricada con tela no tejida o celulosa con gramaje mínimo de 13 g/m<sup>2</sup>.

**Capa Media – Filtro:** Fabricada con filtro de tela no tejida con gramaje mínimo de 10 g/m<sup>2</sup>. (Eficiencia de Filtración de Bacterias ≥ 98%)

**Capa Interna:** Fabricada con tela no tejida o celulosa con gramaje mínimo de 17 g/m<sup>2</sup>.

**Cintas Laterales:** Fabricada con tela no tejida con gramaje mínimo de 20 g/m<sup>2</sup>.

**Alambre recubierto:** Elaborado con alambre recubierto de plástico PE (Polietileno) 3.0mm ancho, calibre del alambre 0,5mm.

**Elástico Circular:** Elaborado con Spandex y Poliéster, no irrita la piel.

Sellada con ultrasonido.

## ***Dimensiones de la Máscara Facial:***

Largo de la máscara: 172 mm -178 mm

Ancho de la máscara: 98 mm -102 mm

Largo del alambre: Mínimo 95 mm

Largo del elástico: 140mm – 180 mm

Ancho de la cinta lateral: 8mm – 12mm.

