


HISOPO NASOFARINGEO EN NYLON

IMPROSWAB



APLICADOR	LONGITUD FLOCKED :25±5mm DIAMETRO FLOCKED :2±0.5mm MATERIAL DEL APLICADOR: Poliamida (Nylon)
BASTON	PUNTO DE CORTE:80.0mm LARGO TOTAL:150±10mm DIAMETRO DEL BASTON:2.5mm MATERIAL DEL BASTON: ABS
METODO DE ESTERILIZACION	Radiación
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	5-25°C
VIDA UTIL	24 meses

desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

3015491549

