

# HISOPOS NASOFARÍNGEOS DE RAYÓN

Good Care



## CARACTERÍSTICAS

- Estéril
- Recolección de muestras para pruebas y tamizaje.
- Colección de células para ADN.
- Hisopo de recolección de propósito general.
- Hisopo de rayón envuelto individualmente.

Mango en poliestireno

- 6" largo
- 2.5 mm de diámetro



[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3007970622 

