

VENTILADOR RESPIRONICS

E30



desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

3007970622



Ventilador Respironics

E30 Philips

El ventilador Philips Respironics E30 está diseñado para proporcionar soporte de ventilación **invasiva** y **no invasiva** a individuos con insuficiencia respiratoria.

Es específico para el cuidado de pacientes adultos y pediátricos de más de 7 años y más de 18 kg. Está indicado para usar en el hospital u otros entornos sanitarios institucionales, así como en espacios convertidos para la atención de un gran número de pacientes con COVID-19 (por ejemplo, centros de convenciones, residencias universitarias, hoteles).

El ventilador Philips Respironics E30 está diseñado para ser utilizado por personal cualificado y capacitado bajo la dirección de un médico.

- ✓ Fácil de usar
- ✓ Diseñado para su seguridad
- ✓ Suministro de oxígeno optimizado
- ✓ Monitoreo y alarmas claves.

Características claves de ventilación

- Modalidad de interfaz: No invasiva e invasiva
- Humidificación térmica integrada (uso no invasivo)
- Modos de ventilación: CPAP, S, S/T, PC
- Circuito pasivo
- Rangos de presión:

IPAP: 4 a 30 cm H₂O

EPAP: 4 a 25 cm H₂O

CPAP: 4 a 20 cm H₂O

- Alarmas configurables para el paciente:

Desconexión del circuito: Apagado, 15, 60 segundos

Apnea: Apagado, 10, 20, 30, 40 segundos

Ventilación minuto baja: 1 a 99 LPM

- Respiraciones por minuto configurables: 1 a 30 RPM (incrementos de 1 respiración)
- Oxígeno suplementario de bajo flujo: Incluido en el circuito del paciente hasta
- 30 lpm/entrada del dispositivo hasta 60 lpm

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

 3007970622 

